

FICHE TECHNIQUE

Masque chirurgical- Classe I TYPE IIR - Conformité EN14683

Masques chirurgicaux à haute filtration à élastique, résistants aux liquides.
Niveau de filtration maximal pour les masques chirurgicaux



MODE D'EMPLOI

- Déplier le masque
- Préformer la barrette nasale
- Disposer au centre du nez côté face interne
- Plaquer le masque sous les yeux
- Après utilisation, retirer délicatement et placer dans la poubelle destinée à cet usage

DESCRIPTION

- EFB supérieur ou égal à 98% - Efficacité de filtration bactérienne
- Résistant aux liquides
- Haut degré de respirabilité supérieur à 31,7 Pa/cm²
- Masque plissé avec barrette nasale
- 3 plis - espace confort, idéal respiration
- 3 épaisseurs - filtration optimale
- Usage unique
- Ajustable à la forme du visage par barrette nasale métallique
- Fixation élastique auriculaire
- Couches de fibres non-tissés
- Hypoallergénique
- Sans latex
- Durée d'utilisation : 4h

DESCRIPTIF TECHNIQUE	
Type	TYPE IIR
Conformité	NF EN 14683+AC 2019
Matériaux	• 3 couches de POLYPROPYLENE • Elastiques de fixation : Caoutchouc • Barrette nasale : métallique
Dimension masque	17,5 cm x 9,5 cm
Coloris	Blanc
Entretien	Usage unique - sans entretien
Emballage	Emballage individuel
CONDITIONNEMENT	
COLIS	48 boîtes de 50 masques
BOITE	50 masques
Dimension du colis	60 cm x 40 cm x 40 cm
Stockage	Zone sèche et bien ventilée.
Température stockage	Entre 15° et 25° C
Durée de validité	24 mois