



Fiche Technique


Casaques chirurgicales 3M™ standard HP 7691K / 7692K / 7693K / 7694K

| | |
|---|---|
| <u>Nontissé</u> | 100% Polypropylène |
| <u>Technologie</u> | Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond |
| <u>Grammage</u> | 35 g/m ² |
| <u>Inflammabilité</u> | Classe I - CFR title 16, part 161.3 |
| <u>Poignets</u> | Polyester 100% |
| <u>Manches</u> | Thermosoudées sur toute la longueur de la manche. + Manchette de 8 cm de long |
| <u>Cordon</u> | Polypropylène |
| <u>Carton de transfert</u> | Cellulose |
| <u>Fermeture encolure</u> | Velcro |
| <u>2 Essuie-mains</u> | Cellulose 30 cm x 45 cm |
| <u>Lieu de fabrication</u> | Cambodge |
| <u>Mode de stérilisation</u> | Oxyde d'éthylène |
| <u>Lieu de stérilisation</u> | Allemagne |
| <u>Produit</u> | Dispositif médical stérile de classe I selon la Directive 93/42/CEE |
| <u>Marquage CE</u> | Oui – Organisme notifié 0297 (DQS) |
| <u>Durée de vie</u> | 3 ans |
| <u>Conditionnement et références</u> | 7691K - Taille M = 28 casaques par carton 7692K - Taille L = 26 casaques par carton 7693K - Taille XL = 24 casaques par carton 7694k - Taille XXL = 22 casaques par carton Double emballage / Sachet pelable, feuille pliage pasteur Sachet : papier médical haute résistance film plastique en polyamide et polyéthylène |

Fiche Technique

Dimensions (en cm)

| | M 7691K | L 7692K | XL 7693K | XXL 7694K |
|---|------------|------------|-------------|--------------|
| A | 125 | 135 | 141 | 150 |
| B | 143 | 152 | 165 | 180 |
| C | 132 | 142 | 148 | 156 |
| D | 72 | 81 | 84 | 85 |
| E | 16 | 16 | 16 | 17 |
| F | 60 | 64 | 70 | 75 |
| G | 8 | 8 | 8 | 8 |
| H | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I 2 cordons internes | 62 / 62 | 62 / 62 | 62 / 62 | 62 / 62 |
| J 2 cordons externes avec carton de préhension | 62 / 32 | 62 / 32 | 62 / 32 | 62 / 32 |
| Velcro encolure côté boucle | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velcro encolure côté crochet | 11 | 11 | 11 | 11 |



Produit conforme aux exigences de la Norme EN 13795

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

