

# CEDERROTH

## DOUCHE OCULAIRE 2x500 ml

La solution tamponnée augmente les chances de sauver vos yeux

La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer le pH de l'œil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections basiques et acides.\* Le résultat est plus rapide qu'avec une solution de rinçage ordinaire. Durée de conservation de 4 ans et demi.

Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate. Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate.

- Excellentes propriétés de rinçage
- Solution tamponnée
- Œillère protégée de la poussière
- Installation flexible
- Conception fonctionnelle



### L'ŒILLÈRE INTÉGRÉE DIRIGE LE LIQUIDE DANS L'ŒIL SANS GASPILLAGE

L'œillère aide à maintenir l'œil ouvert pendant le rinçage. Comme elle est transparente, un collègue peut vérifier que l'œil reste ouvert.



### DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH REF 725200 Dimensions du flacon : Ø 6,5 cm x 23,5 cm.

2 x 500 ml solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile, sans conservateur, à usage unique.  
Durée de conservation : 4 ans et demi

\*L'effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.