



DESIGNATION	REFERENCE
• Station lave oeil mobile	7101127
• Station lave oeil murale	7101129
• Bouteilles recharge 1 L	7101126
• Flacon rince oeil	7101121

➤ **DOMAINE D'UTILISATION :**

- Rinçage de l'oeil atteint par des produits corrosifs (acides, alcalis) provoquant une brûlure chimique.

➤ **DESCRIPTION :**

- liquide:
eau purifiée contenant 0.9% de Na Cl, stérilisée par passage en étuve

durée de conservation : 3 ans (non réutilisable après ouverture du contenant)

- Contenant :

7101127: station mobile avec 2 bouteilles de 1 litre

7101129: station murale avec 2 bouteilles de 1 litre

7101126: 2 bouteilles de recharge 1 litre

7101121: flacon rince oeil 20 cl

Flacons en polypropylène

Système d'ouverture rapide par rupture du col plastique

Anneau de maintien pour faciliter le positionnement sur l'œil.

Système de prise d'air arrière pour faciliter et contrôler le flux du liquide.

Stations (mobile ou murale) conçues pour ne fixer que des bouteilles non ouvertes, et éviter tout risque de mauvaise utilisation.

CONFORMITE AUX NORMES ET SPECIFICATIONS :

Stérilisation : EN 556

Méthode de stérilisation : EN 554