



## Electrodes adulte Défibrillateur Saver One



Réf : SAV-C0846

Les électrodes adultes pour défibrillateur automatisé externe Saver one sont composées de deux électrodes rondes prégélifiées autocollantes à usage unique. Elles peuvent être utilisées sur les patients de plus de 8 ans et d'un poids supérieur à 25 kilos. La taille des électrodes (81cm<sup>2</sup>) avec une longueur de câble de 120 cm est spécifiquement conçue pour s'adapter aux caractéristiques physiques des adultes.

Les électrodes A.M.I. Italia sont indiquées pour les applications cliniques suivantes :

- Défibrillation externe
- Cardioversion synchronisée trans-thoracique et/ou trans-oesophagectomie
- Stimulation cardiaque temporaire trans-thoracique (non invasive)
- Monitoring ECG



## Caract ristiques techniques

R�f�rence :	SAV-C0846
Mod�le :	Adulte > 25 kilos, > 8 ans
Utilisation :	A usage unique
Energie :	De 50 � 360 joules
Fabrication :	FOAM m�dical, �paisseur 1 mm
Conductivit� :	Lamelle de m�tal
Gel conducteur	Gel adh�sif conducteur � basse imp�dance
Longueur de l'anneau adh�sif :	1.3 cm
Superficie total :	148 cm <sup>2</sup>
Zone active (par �lectrode)	81 cm <sup>2</sup>
Connexion	Connecteur anti choc de s�curit�
Longueur du c�ble :	120 cm
Quantit� de d�charge tol�r�e :	50 d�charges � 360 joules
Norme:	Directive 93/42/CEE (D.L. 46/97), Class IIb ISO : 10993-1, IEC/EN : 60601-2-4

## Caract ristiques  lectriques

Imp�dance � petit signaux :	< 200 $\Omega$
Imp�dances � grand signaux :	< 3 $\Omega$
Tension r�siduelle apr�s d�fibrillation � 4 sec :	< 350mV
Rigidit� di�lectrique - courant de fuite � 7,5 kV :	< 250 $\mu$ A
Tension continue :	< 10 mV

## Emballage

**Emballage primaire :** 1 paire dans un sac en poly thyl ne et aluminium thermo scell . Environnement st rile.

**Stockage :** Stocker dans un endroit sec, avec des temp ratures comprise entre + 5  C et + 30  C

**Date d'expiration :** Dur e de vie 30 mois.  
Date de p remption clairement notifi  sur l'emballage.