

**FICHE TECHNIQUE
COFFRET MIXTE**

□ **ASEP COFFRET MIXTE**

Convient dans les cas d'une exposition à des risques chimiques

Premiers secours des yeux blessés :

Avec la bouteille de pH Neutre 200 ml (bleue) les acides et les bases sont neutralisés en quelques secondes. Dans le compartiment voisin, la solution ophtalmique de 500 ml (flacon vert) peut servir au nettoyage et à la réhydratation de l'œil jusqu'à l'intervention médicale.

La solution ophtalmique (flacon vert) peut être également utilisée seule en cas de projection de corps étrangers (poussières, impuretés, copeaux de bois....)

Ref. : ASEP COFFRET MIXTE



Composition :

- 1 lave oeil 200 ml de solution PH Neutre
- 1 lave oeil 500 ml de solution ophtalmique stérile (0,9% de NaCl)
- 1 coffret mural avec miroir

Caractéristiques :

- La solution « PH Neutre » neutralise efficacement et rapidement les projections de solutions alcalines (base) ou acides. Elle ramène le niveau de Ph dans l'œil à 7,4 en moins de 20 secondes. Les brûlures provoquées par des acides forts ou des produits chimiques sont donc stoppées.
- Le Sérum Physiologique répond à la nécessité d'un lavage de surface et permet de réhydrater l'œil après l'utilisation du pH neutre. Sa formule correspond à notre liquide ophtalmique naturel. La forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil.
- Température de conservation : +5/25°C
- Notice sous forme des pictogrammes sur les flacons et la station
- Utilisation simple - prêt à l'emploi - permet une action rapide.
- Péréemption : 3 ans

www.distrimed.com