

1175

GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED SLIM SANS POUDRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité
- Bonne dextérité
- Son aspect micro-texturé en bout de doigt lui confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations
- Ultra confortable, cette génération permet une excellente extensibilité et un confort optimal.
- Gant étanche à l'eau et à l'air




Préconisations:

- Gant destiné à un usage professionnel
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries et moisissures) mais ne protège pas contre les virus.
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est également destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarches HACCP).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	MEDICOM - SafeTouch Advanced Slim - Glove
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,07 mm (± 0,02 mm)
Épaisseur du doigt :	0,10 mm (± 0,02 mm)
Poids unitaire (M):	3,5 ± 0,2g
Origine :	Malaisie
NQA :	< 1,5

Article	Taille	
1175-B	T 7	S
1175-C	T 8	M
1175-D	T 9	L
1175-E	T 10	XL



INDUSTRIES

Santé / Médical / Dentiste / Tatoueur / Agro-alimentaire / Restauration Hors Foyer / Collectivité / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche / Industrie

1175 GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED SLIM SANS POUDRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745.
Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.
Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.
Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425
Répond aux normes EN 420, EN 374-1/2/4/5(*) et EN 16523-1 pour les gants de protection contre les produits chimiques testés et les micro-organismes.
Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, de l'Arrêté du 09 Novembre 1994 et du Règlement (UE) 10/2011. Ce gant est apte au contact alimentaire(**).

* Non contrôlé contre les virus.

**Restriction : Ne pas mettre en contact avec les denrées très grasses et acides (voir Annexe 1).

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de la vie du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques
carton



Caractéristiques
boîte distributrice

Code couleur
boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	QTE	Couleur
1175-A		4				
1175-B		4,2				
1175-C	325 x 260 x 245	4,5	60 cartons (6 couches de 10 cartons)	235 x 125 x 63	10 boîtes distributrices de 100 unités	
1175-D		4,9				
1175-E		5,2				

Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
1175-A	3 700 381 514 062	3 700 381 514 116
1175-B	3 700 381 514 079	3 700 381 514 123
1175-C	3 700 381 514 086	3 700 381 514 130
1175-D	3 700 381 514 093	3 700 381 514 147
1175-E	3 700 381 514 109	3 700 381 514 154