



# SURBLOUSES

## SURBLOUSES

Taille Unique

### > UTILISATION

- Notre blouse à taille unique, s'adapte parfaitement aux corps grâce a ses rubans de 30 cm de chaque côté sur le cou et sa longue ceinture de 1.5m sur le devant de la taille
- légère
- respirante, en fibre
- Point ++:
- Evite les problèmes allergiques
- Sans latex.

**PP 25g à 45g/m2**  
**Usage unique**

### > MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi  
 Pas de lavage nécessaire  
 Emballage hygiénique  
 Solution simple et efficace pour le patient et le personnel soignant.



### > CARACTERISTIQUES

Matières..... Polypropylène / Polyéthylène  
 Epaisseur..... 25g à 45/m2  
 Finition..... Liens au cou et à la taille, élastique ou jersey aux poignets  
 Coloris..... En fonction des envois  
 Taille..... Unique

Désignation	Valeur (cm)	Tolérance(cm)
Longueur	116	±2
Largeur poitrine	70	±2
Poignet	56	±2



### > LOGISTIQUE

Sachet..... 10 unités  
 Caisse Carton..... 10 sachets

### Process qualité et Certifications



Conforme à la directive Européenne 93/42/EEC  
 Références normatives : Testé selon la norme EN13795  
 Fabriqué en salle blanche sous ISO 8 certifié



BUREAU VERITAS

GME exécute une inspection finale aléatoire (FRI) réalisé par la société BUREAU VERITAS pour toutes fabrications supérieures à 10,000 pièces. La réalisation d'un FRI est primordiale comme méthode de contrôle et d'assurance de qualité de performance, avant chaque expédition. Il s'agit d'une évaluation des caractéristiques clés du produit à la fin de la production. Cette méthode est régulièrement utilisée pour sécuriser l'envoi de la marchandise conformément au plan d'échantillonnage international ANSI / ASQ Z1.4.