



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polyéthylène alimentaire
Fonctionnalité	Clapet anti-retour
Conditionnement	Emballage individuel hermétique

## Description

Les embouts pour l'éthylotest électronique PX PILOT-1 permettent une utilisation hygiénique et sécurisée de l'appareil lors de contrôles et dépistages de plusieurs personnes, de groupes d'individus ou tout simplement lors d'une vérification en famille.

Monter l'embout sur l'éthylotest pour procéder au souffle puis éliminer l'embout dans un conteneur de déchets recyclables.