


**FICHE TECHNIQUE**

**Lot de 100 compresses antiseptiques Chlorhexidine**

- ❑ Comresse imprégnée de chlorhexidine digluconate, solution désinfectante puissante à large spectre.
- ❑ Solution incolore, ne pique pas.
- ❑ Ce format évite le phénomène d'évaporation et permet une souplesse et une sûreté d'utilisation.

Ref. : Compresses antiseptiques , lot de 100 unités



Serviette imprégnée de solution  
Dimension : 60 mm x 80 mm

Actif biocide :  
Chlorhexidine digluconate (CAS 18472-51-0). 0.198g/100g

Appliquer la serviette sur la zone à désinfecter.  
Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire.

Utiliser les biocides avec précaution.

(Photo non contractuelle)

**Code Article 8204540**

**Origine : France**

\* \* \* \* \*