

**FICHE TECHNIQUE**  
**Lave-Œil Sérum Physiologique**

□ **ASEP LAVE ŒIL SERUM PHYSIOLOGIQUE 5 ML**

**Réf. : ASEP LAVE ŒIL SERUM PHYSIOLOGIQUE**



**Composition :**

1 boîte de 30 unidoses de sérum physiologique 5 ml  
0.9 g de chlorure de sodium NaCl + Eau purifiée q.s.p 100 ml

**Caractéristiques :**

- Le Sérum Physiologique se présente sous forme liquide et répond ainsi à la nécessité d'un lavage de surface. Sa formule correspond à notre liquide ophtalmique naturel (Solution stérile avec 0,9% de chlorure de sodium).

- Les flacons unidoses de 5 ml ont été développés pour un rinçage facile et efficace des yeux. Ce produit est conseillé pour l'hygiène nasale et l'hygiène oculaire, pour le lavage des plaies.

- Solution stérile, sans conservateur, non injectable
- Léger et peu encombrant.
- Utilisation simple avec une notice sur la boîte flacon
- Prêt à l'emploi.
- Permet une action rapide.
- Péréemption : 3 ans

En raison du risque de rapide contamination bactérienne, toute unidosse ouverte

**STERILE ET SANS CONSERVATEUR**

- **Code Article ESCULAPE : 820 52 70**
- **Origine : FRANCE**
- **Code douanier : 3.307.9000**
- **Code EAN : 3518646127113**
- **Poids : 225 g**
- **Dimensions : 8.5 x 8.5 x 8.5 cm**

- À l'unité ou par carton de 24 unités

- **USAGE UNIQUE**



\*\*\*\*\*