

KRESTO KWIK-WIPES®



Lingettes essuie-mains imprégnées pour le nettoyage doux des fortes salissures

Description

Les KRESTO KWIK-WIPES® sont des lingettes essuie-mains humides pour le nettoyage de salissures fortes sans utilisation d'eau. Les lingettes KRESTO KWIK-WIPES® sont composées de polypropylène et imprégnées d'une solution de nettoyage. Chaque lingette individuelle permet, du fait de sa structure légèrement rugueuse, un nettoyage régulier sans adjonction de produits abrasifs complémentaires.

Les KRESTO KWIK-WIPES® nettoient rapidement et efficacement sans agression excessive de la peau.

Indications

Pour un pré-nettoyage ou nettoyage rapide des salissures fortes comme par exemple huiles minérales, graphites, poussières métalliques, suie. Pour les postes de travail ne disposant pas de point d'eau. Idéales pour chauffeurs de poids lourds, dépanneurs, personnel de montage et de maintenance, artisans-ouvriers, etc.

Conseils d'utilisation

- Frotter les mains sales avec KRESTO KWIK-WIPES®.
- Le rinçage est inutile.

Ne pas utiliser sur le visage.

Propriétés et avantages

Propriétés	Avantages
Lingettes en polypropylène à structure légèrement rugueuse	▶ bonne capacité d'élimination des salissures ▶ rendement élevé
Contient un solvant sélectionné pour son innocuité toxicologique, et des composants spécifiques	▶ pouvoir de nettoyage important ▶ bonne tolérance cutanée
Sans savon	▶ empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors de l'utilisation régulière de savon
pH faiblement acide	▶ préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour tâche de la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des champignons

Description du produit

Lingettes essuie-mains blanches, à structure spéciale, imprégnées.

Composition qualitative*

AQUA (WATER), PPG-2 METHYL ETHER, LAURETH-6, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM CAPRYLYL SULFONATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM BENZOATE, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, PEG-75 LANOLIN, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM SULFATE.

Formulation n° 820/1

* Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants des produits cosmétiques (INCI = International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

Compatibilité cutanée

Les tests et la pratique ont démontré que KRESTO KWIK-WIPES® présentent une bonne compatibilité cutanée.

Un certificat de tolérance cutanée a été établi pour KRESTO KWIK-WIPES® par le Service de Dermatologie de la Clinique de Krefeld.

Réglementation

Les lingettes KRESTO KWIK-WIPES® sont soumises aux directives de la CE relatives aux produits cosmétiques, à la législation relative aux denrées alimentaires mais ne sont pas soumises à la réglementation sur les produits chimiques ni au décret relatif aux matières dangereuses.

Fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité des lingettes KRESTO KWIK-WIPES® est téléchargeable sur le site www.stoko.com.

Assurance qualité

Tous les produits du STOKO® Programme répondent aux exigences de pureté microbiologique qui sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques utilisés en application externe (selon PhEur) :

< 10² germes vivants / g de produit.

Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à ces exigences sont des éléments essentiels des mesures d'Assurance Qualité de STOKO® Skin Care.

Conservation/stockage

KRESTO KWIK-WIPES® peut être stocké pendant au moins 30 mois à température ambiante dans son emballage non-ouvert. Période d'utilisation après ouverture (PAO) : voir indications sur l'emballage.

Premiers soins

En cas de contact oculaire accidentel avec la solution de nettoyage des lingettes

KRESTO KWIK-WIPES® rincer aussitôt

abondamment avec de l'eau tiède (douchette oculaire, flacon rince-œil).

En cas de persistance d'une sensation de brûlure, consulter un médecin.

Autres recommandations

Un certificat de tolérance cutanée ainsi que les références bibliographiques sont disponibles sur simple demande.

Conditionnements

Pochette refermable de 10 lingettes

(Dimensions 26,5 x 17,5 cm)

Seau de 70 lingettes

(Dimensions 26 x 30 cm)

Recharge de 100 lingettes pour distributeur

(Dimensions 19,5 x 25 cm)

Dimensions du distributeur

155 x 150 x 285 cm (L x l x H)

® Marque déposée

Mise à jour: 03/10

Nota :

Les indications précitées représentent l'état actuel de nos connaissances et expériences. Cela n'implique de notre part aucune responsabilité légale ou autre, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle d'un tiers ou les brevets. Nous ne donnons aucune garantie explicite ou implicite de quelque nature que ce soit. Cela ne dispense pas le client de l'obligation de vérifier les applications possibles du produit par un personnel qualifié, et sous sa seule responsabilité.

Evonik Stockhausen GmbH
STOKO® Skin Care
Bäckerpfad 25 • 47805 KREFELD
Postfach 10 04 52 • 47704 KREFELD
ALLEMAGNE
Tél. : + 49 21 51 38 15 92/18 50
Fax : + 49 21 51 38 12 88
E-mail : stoko@evonik.com
www.stoko.com • www.evonik.com

Adresse Postale Service Client
d' Evonik Stockhausen GmbH
AVP Logistic
4, avenue du Parc
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
FRANCE
Tél. : + 33-1-30 12 01 64/67
Fax : + 33-1-30 12 01 85
E-mail : stoko-fr@evonik.com
www.stoko.com • www.evonik.com

Contact Benelux
Evonik Degussa Antwerpen NV
Tijlmanstunnel West
2040 ANTWERPEN
BELGIQUE
Tél. : + 32 3 560 30 00
Fax : + 32 3 560 31 00
E-mail : stoko-bnl@evonik.com
www.stoko.com • www.evonik.com