

Stokosept® protect [STOKO PROGEL®]

Hygiène des mains / Protection cutanée

**Protège du ramollissement cutané sous les gants.
Bactéricide (EN 1500) et fongicide.**

Description

Stokosept® protect est un gel hydroalcoolique réunissant des propriétés protectrices, régénératrices et désinfectantes. L'extrait d'hamamélis purifié contenu en forte proportion dans le produit permet, par son action astringente, de raffermir la couche cornée et de prévenir ainsi le ramollissement cutané. Stokosept® protect contient un complexe régénérant et hydratant, composé de panthénol et de glycérine. Du fait de sa forte teneur en alcool, Stokosept® protect permet la désinfection des mains par friction (EN 1500).

Il est actif sur les bactéries et les champignons. Listé VAH, inscrit sur la Liste Positive Désinfectants 2009 de la S.F.H.H.

Indications

Stokosept® protect est recommandé pour tous les porteurs de gants, et plus particulièrement dans les secteurs nécessitant une hygiène très stricte : industrie agroalimentaire, industrie chimique, pharmaceutique, électronique, hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins, installations publiques ou postes de travail présentant un risque de contamination microbienne.

Propriétés et avantages

| Propriétés | Avantages |
|--|---|
| Déclaré selon le règlement européen 528/2012 concernant les produits biocides | <ul style="list-style-type: none"> • Garantit l'efficacité lors de l'utilisation • Sans danger pour l'homme et pour l'environnement |
| Formulation sous forme de gel | <ul style="list-style-type: none"> • Le produit ne goute pas des mains ou du distributeur • Agréable à utiliser |
| Contient un tanin naturel (extrait d'hamamélis) | <ul style="list-style-type: none"> • L'effet astringent renforce la couche cornée et protège ainsi du ramollissement • Augmente l'acceptation des gants sur le lieu de travail • Permet le port de gants non poudrés • Réduit le transfert de particules cutanées |
| Contient un complexe régénérant à base de glycérine et de panthénol (ProVitamine B5) | <ul style="list-style-type: none"> • Empêche le dessèchement de la peau souvent constaté lors de l'utilisation de formulations à base d'alcool • Compatibilité cutanée optimale |
| Sans parfum ni colorant, testé selon la démarche HACCP | <ul style="list-style-type: none"> • Aucune incidence sur le goût des aliments |
| Ne contient pas de composants qui influencent les propriétés protectrices des gants | <ul style="list-style-type: none"> • Peut être utilisé avec des équipements de protection individuelle (entre autres des gants) • Compatible avec les gants les plus couramment utilisés |
| Contient de l'alcool | <ul style="list-style-type: none"> • Activité bactéricide (EN 1500) et fongicide (EN 1275) • Large spectre d'activité sur les bactéries et les champignons |

Conseils d'utilisation

Répartir soigneusement Stokosept® protect non dilué durant 30 secondes sur les mains, celles-ci devant rester imprégnées de produit. Renouveler l'application au cours de la journée, selon les besoins. Enfiler les gants que lorsque les mains sont sèches. Selon le TRGS 401* (texte législatif allemand).

*TRGS : Règlementation technique allemande pour les matières dangereuses

Description du produit

Gel translucide, épais, incolore, sans parfum.

Substances actives :

60,7 g Ethanol (CAS-No. 64-17-5)

20,0 g Propan-2-ol (CAS-No. 67-63-0)

Composition qualitative*

ALCOHOL DENAT., AQUA (WATER), ISOPROPYL ALCOHOL, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) WATER, PANTHENOL, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10 – 30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CARBOMER, BENZOPHENONE-3, AMINOMETHYL PROPANOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE.

* Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants des produits cosmétiques (INCI = International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Certifications microbiologiques

Stokosept® protect est un produit pour le „Traitement hygiénique des mains par friction“ selon la norme NF EN 1500 (Phase 2/Etape2) comprenant les tests in vitro selon les „directives pour la détermination et l'évaluation des procédés de désinfection chimiques“.

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Rapport d'essai selon la directive prEN 12054 „Activité bactéricide d'un produit de désinfection et de lavage hygiénique des mains“ (Phase 2/Etape 1)

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Détermination de l'activité fongicide selon la norme NF EN 1275

Prof. Dr. C. Krembel, Institut Pasteur, Lille

Stokosept® protect est inscrit sur la Liste Positive Désinfectants 2009 de la S.F.H.H.


Compatibilité cutanée

La tolérance cutanée de Stokosept® protect a été testée en conditions de laboratoire et sous surveillance médicale sur des personnes volontaires. Ces tests et la pratique ont démontré que Stokosept® protect présente une bonne compatibilité cutanée.

Le certificat de tolérance cutanée du Prof. Dr. med. S.W. Wassilew, Docteur en Dermatologie et Médecine de l'environnement est disponible sur demande.

L'apparition d'une sécheresse cutanée fréquemment observée avec l'application de préparations à base d'alcool n'a pas été mise en évidence avec Stokosept® protect (Département Recherche & Développement, Evonik Industries AG, Krefeld).

Hydratation cutanée après application



Compatibilité avec les gants

Certificat du rapport d'essai n° 010831.2 de Ste. Kächele-Cama-Latex GmbH, Eichenzell : en utilisant Stokosept® protect les propriétés de protection mécaniques et chimiques de gants KCL sont maintenues. La compatibilité entre Stokosept® protect et les gants les plus couramment utilisés a été étudiée par TÜV Product Service GmbH (Munich). Selon la norme EN 455 parties 1 et 2, aucune incidence significative de Stokosept® protect sur l'étanchéité et la résistance au déchirement des gants n'a pu être mise en évidence après une durée d'application de 2 heures (durée habituelle du port de gants dans la pratique professionnelle).

Compatibilité avec les gants

| Matériau | Fabricant | Résistance au déchirement* | |
|------------|------------------------|----------------------------|----------|
| | | 30 min | 120 min |
| Latex | Ansell Encore Acclaim® | conforme | conforme |
| Latex | Ansell Gammex® | conforme | conforme |
| Nitril | Ansell Nitratex® | conforme | conforme |
| PVC | Ansell Synsation® | conforme | conforme |
| Copolymère | Ansell Allergard®II | conforme | conforme |
| Néoprène | Ansell Derma Prene® | conforme | conforme |

*Selon la norme EN 455, partie 2 („conforme“ correspond à la force nécessaire pour un déchirement en cas d'altération simulée)

Réglementation

Stokosept® protect est soumis au règlement européen 528/2012 concernant les produits biocides, groupe 1, type de produit 1 – Produits pour l'hygiène humaine.

Fiche de données de sécurité

La fiche est téléchargeable sur le site www.stoko.com.

Assurance qualité

Tous les produits du STOKO® Programme répondent aux exigences de pureté microbiologique qui sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques utilisés en application externe (selon PhEur) :

< 10² germes vivants/g de produit

Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à ces exigences sont des éléments essentiels des mesures d'Assurance Qualité de STOKO®.

Recommandations pour la manipulation

Utilisez Stokosept® protect avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Eviter le contact oculaire. Conserver hors de portée des enfants. Facilement inflammable : conservez à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles -ne pas fumer. Conserver le récipient bien fermé.

Conservation/stockage

Durée de vie du produit (emballages intacts ou ouverts) : voir indications sur l'emballage.

Premiers soins

En cas de projection oculaire accidentelle, rincer abondamment avec de l'eau (douchette oculaire, flacon rince-œil). En cas de persistance d'une sensation de brûlure, consulter un médecin. En cas d'ingestion, conserver l'emballage ou l'étiquette et consulter un médecin.

Autres recommandations

Des certificats ainsi que les expertises sont disponibles sur demande.

Conditionnements

Flacon de 100 ml avec bouchon à clapet
Flacon de 500 ml avec pompe doseuse
Softbox de 1000 ml
(pour distributeurs STOKO VARIO®)

Attention, nos produits sont protégés par des marques déposées. De ce fait, nos distributeurs ne peuvent contenir que des softbox issus de notre STOKO® Programme.

CAS-No. Numéro d'enregistrement unique pour les composés chimiques auprès de la banque de données de Chemical Abstracts Service

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
SFHH Société Française d'Hygiène Hospitalière
VAH Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
(L'Association pour l'hygiène appliquée en Allemagne)

Exclusion de responsabilité

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. * = une marque déposée d'Evonik Industries AG ou de l'une de ses filiales

Mise à jour : 08-13 / 921-2

Evonik Industries AG

STOKO® Professional Skin Care, Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Allemagne

TÉLÉPHONE +49 2151 38-1592/3492, TÉLÉFAX +49 2151 38-1288, stoko@evonik.com

Adresse postale en France : Service Client d'Evonik Industries AG, 4 avenue du Parc,
78180 Montigny-le-Bretonneux, France

TÉLÉPHONE +33 1 30 12 01 64/67, TÉLÉFAX +33 1 30 12 01 85, stoko-fr@evonik.com

Contact Benelux, Evonik Degussa Antwerpen NV, Tijlsmansstunnel West, 2040 Antwerpen, Belgique

TÉLÉPHONE +32 3 560 30 00, TÉLÉFAX +32 3 560 31 00, stoko-bnl@evonik.com

www.stoko.com • www.evonik.com

76200900_08-13_10_Aufl.