

STATION DE LAVAGE OCULAIRE 846.121

GESTE
PRO



1 – MIROIR

2 – BOUCHON OCULAIRE

3 – SOLUTION SALINE STERILE

**4 – SOLUTION STERILE
PH NEUTRE**

5 – MODE D'EMPLOI

6 – COUVERCLE

DESCRIPTION

- Station murale de lavage oculaire :
 - 2 bouchons avec système lave œil intégré,
 - 1 flacons de 500ml de solution saline stérile.
Cette solution est utilisée pour rincer les yeux ou la peau en cas de blessure.
 - 1 flacons de 250ml de solution stérile PH neutre.
Cette solution est utilisée pour rincer les yeux ou la peau en cas des brûlures chimiques avec des solutions acides ou alcalines.
 - 1 miroir pour vérifier le nettoyage
 - Notice d'utilisation sur chaque flacon de 500ml de solution stérile
 - Couvercle de la station murale transparent pour une visibilité optimal
 - Vis et chevilles pour fixation murale fournies

UTILISATION

- Pour les entreprises de plus de 3 salariés

ENTRETIEN - STOCKAGE

- A renouveler de préférence avant la date inscrite sur la trousse.

Référence XCPS209

MODELE	Solution stérile	Code barre	3355148461211
Dimensions	320 x 410 x 80mm	Dimensions colis	320 x 410 x 80mm
Poids	1,500 kg	Poids colis	1,500 kg
Conditionnement	1 PAQUET	Colisage	1 PAQUET