

## Confort et enfilage aisé, pour les environnements stériles

- La surface interne du gant 91-250 a été enduite d'une couche de silicone qui facilite le gantage et le double gantage afin de répondre aux changements de gants de plus en plus fréquents en environnement industriel. La manchette est légèrement plus épaisse pour assurer un meilleur ancrage sur le vêtement.
- Le gant 91-250 est fabriqué à partir d'une formulation spécifique de latex qui lui confère souplesse et élasticité. Les extrémités des doigts, plus fines et adhérisées granitées, apportent un maximum de sensibilité tactile, de précision et dextérité.
- Gant en latex épais conçu dans un souci de confort et de dextérité
- Compatibilité avec les environnements de salle blanche Classe 100 (ISO 5) / Grade A
- Enduction silicone pour un enfilage et un double gantage aisés
- Faible teneur en protéines réduisant le risque d'allergie



### Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Laboratoire/Recherche et développement
- Production pharmaceutique
- Environnements contrôlés et critiques

### Recommandé pour

- Étiquetage et remplissage en milieu aseptisé
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de composants solides et liquides



### FICHE TECHNIQUE

#### INFORMATIONS PRODUIT

|                                                                   | 91-250                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                          | Latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur                                                           | Blanc                                                                                                                                                                                                                               |
| Forme                                                             | Forme anatomique avec doigts droits                                                                                                                                                                                                 |
| Manchette                                                         | Coupe droite                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformité aux normes/réglementations                             | AS/NZS 4179, ASTM D7160, ASTM D3577, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Consulter le mode d'emploi, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Conditionnement                                                   | 1 paire par paquet de poly interne;<br>10 paquets poly internes par sachet intérieur;<br>5 sachets par sac externe;<br>4 sacs par sac maître;<br>1 sac de maître de 200 paires par carton / carton                                  |
| Stockage                                                          | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.                                                                                                       |
| Pays d'origine                                                    | Malaisie                                                                                                                                                                                                                            |
| Tailles disponibles                                               | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0                                                                                                                                                                                                   |
| Teneur en poudre                                                  | Sans poudre                                                                                                                                                                                                                         |
| Surface externe du gant                                           | Doigts adhésifs                                                                                                                                                                                                                     |
| Méthode de stérilisation                                          | Rayonnement gamma (25 kGy)                                                                                                                                                                                                          |
| Durée limite de stockage                                          | 5 years                                                                                                                                                                                                                             |
| Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie | Non                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teneur en protéines                                               | 50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales                                                                                                                                                                                  |
| Propriétés antistatiques                                          | Non testé                                                                                                                                                                                                                           |
| Agents Sensibilisants                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> </ul>                                                                                                                                                    |

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                                                                  | Valeurs types | Méthode d'essai |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Longueur (mm / in)                                                               | 280 / 11      | EN374-2         |
| Absence de micro-trou                                                            | 1.0 AQL       | EN 374-2        |
| Nombre de particules typique $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptages / $\text{cm}^2$ ) | < 3500        | IENT-RP-CC005.4 |
| Simple paroi minimum Palm Épaisseur (mm / mil)                                   | 0.21          | EN 420          |
| Paroi simple Épaisseur minimale des doigts (mm / mil)                            | 0.23          | EN 455-2        |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

|        | TAILLE       | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 91-250 | NO RÉASSORT. | 91250060 | 91250065 | 91250070 | 91250075 | 91250080 | 91250085 | 91250090 |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


#### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

### Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.