

 <p>Laboratoire SORIFA</p> <p>6 rue Michael Faraday F - 67540 Ostwald</p>	<h2>FICHE TECHNIQUE</h2>	<p>Tél : +33. (0)3.88.22.26.38 Fax : +33.(0)3.88.32.13.11 sorifa@homme-de-fer.com www.sorifa.com</p>
---	--------------------------	--



TYPE

MANUPHYL® est une crème hydratante, protectrice et réparatrice.

USAGE

- Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.
- Compensation et traitement des lésions irritatives par agents mécaniques ou chimiques.

MODE D'ACTION

La perte de l'intégrité et de la cohésion des couches superficielles de l'épiderme constitue le premier stade des dermatoses professionnelles.

Manuphyl® apporte à la couche cornée les constituants nécessaires à son équilibre hydro-lipidique et permet de prévenir et de compenser la délipidation des cornéocytes.

De plus, **Manuphyl®** ramène le pH cutané à sa valeur normale. L'épiderme retrouve sa souplesse et peut donc assurer son rôle protecteur du derme profond vis à vis des agressions extérieures.

Crème non parfumée, non grasse
PH physiologique : 5,5 à 6,5.

MODE D'EMPLOI

Appliquer plusieurs fois par jour, en fines couches, sur les mains propres et sèches.
Renouveler l'application en cas de nettoyage ou de sudation extrême pendant la période de travail.

INGREDIENTS

Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Octyldodecanol, Stearic Acid, Paraffinum Liquidum, Diméthicone, Cetyl Alcohol, Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Allantoin, Phenoxyethanol, 2-Bromo 2-Nitropropane 1,3-diol, Carbomer, Sodium hydroxide.

FABRICATION - CONTROLE

Manuphyl® est préparée sous la surveillance de pharmaciens.

Les matières premières entrant dans la composition de **Manuphyl®** ont été sélectionnées de manière à éviter le risque de réactions allergiques ou irritatives.

Les contrôles de matières premières et de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont effectués sous contrôle pharmaceutique.

Le remplissage des contenants est conforme au décret n°78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 76/211/CEE

CONDITIONNEMENT

- Tube 50 ml *, Code ACL 469101 8
- Tube 100 ml *, Code ACL 645633 3
- Tube 15 ml *, Code ACL 464290 7
- Poche de 800 ml* SORIBAG® à usage unique pour distributeur mural (P.E.Recyclable)

* Disponibles en pharmacie

Toutes les fiches techniques SORIFA sur Internet : www.sorifa.com

